

# Kit Test Rápido COVID-19



Kit Test Rápido  
COVID-19 Resultados  
en 15 minutos Preciso  
y fácil de usar

IgM y anticuerpos (oro coloidal)

La nueva enfermedad por coronavirus se caracteriza por fiebre, tos seca y fatiga. Algunos pacientes tienen síntomas de obstrucción nasal, secreción nasal, dolor de garganta, mialgia y diarrea. Los pacientes severos pueden desarrollar rápidamente el síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock séptico, acidosis metabólica, disfunción de la coagulación y falla múltiple de órganos.

## Características

- 1- Resultado en 15 minutos con una gota
- 2- Sensibilidad 96.58%, especificidad 98.08%
- 3- Fácil de utilizar, sin supervisión profesional y equipo de prueba específico necesario
- 4- Buena estabilidad y se puede almacenar durante 12 meses a temperatura ambiente.

## Ventajas

- Preciso
- Fácil de utilizar
- Resultado rápido en 15 min

## Parámetro de rendimiento



Elemento de prueba:  
IgM e IgG en una tira



Tipo de muestra:  
Plasma, sangre completa o suero



Almacenamiento a 2-30 ° C.



Paquete: 20 pruebas / Kit


# Kit Test Rápido COVID-19

## SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD

/	Muestras clínicas positivas	Muestras clínicas negativas
Muestra a cuantificar	322	156
IgG e IgM positivos	198	0
IgG positivo	92	1
IgM positivo	21	2
Sensibilidad	96.58%	/
Specificidad	/	98.08%

En comparación con la detección individual de IgM o IgG, la detección combinada de IgM-IgG tiene mejor especificidad y sensibilidad. Se puede utilizar rápidamente para los portadores de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, en hospitales, clínicas y laboratorios de pruebas.

## Interpretación de resultados



## Escenarios de aplicación



Hospitales



Empresas



Escuelas



Comunidad



Familia

